

medi-inn[®]
CLASSIC

medi-inn[®] CLASSIC Schutzkittel

Professionell gekleidet.
Zuverlässig geschützt.



Zuverlässiger Schutz in hygienekritischen Bereichen

Medizinische Schutzkittel müssen hohen Anforderungen gerecht werden – sie sollen zuverlässig vor Kontamination schützen, angenehm zu tragen sein und gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit bieten. Unser sorgfältig zusammengestelltes Sortiment umfasst Besucherkittel, Schutzkittel mit Teil- oder Vollaminierung sowie Infektionsschutzkittel der PSA-Kategorie III. Damit bieten wir passende Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche in Klinik, Pflege, Industrie und Labor.

medi-inn® CLASSIC – Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Die Schutzkittel der Marke medi-inn® CLASSIC stehen für geprüfte Qualität, funktionale Details und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Schutzkittel bieten eine Vielfalt unterschiedlicher Schnitte und Größen für optimale Bewegungsfreiheit. Dank durchdachter Materialien, praktischer Verschlusslösungen und ergonomischer Schnitte unterstützen sie medizinisches Fachpersonal zuverlässig im Arbeitsalltag.

Über BODY PRODUCTS

BODY PRODUCTS bietet ein sorgfältig ausgewähltes, umfassendes Portfolio mit über 2.000 Medizinprodukten und Gesundheitsartikeln. Unser Portfolio deckt die Bereiche Schutz, Hygiene, Diagnostik und Inkontinenzversorgung ab. Dazu zählen hochwertige Hilfsmittel, Stations- und Praxisbedarf sowie Erste Hilfe. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Einweg-Schutzbekleidung. Innovative Lösungen für hochspezialisierte, medizinische Anwendungen – etwa in der Endoskopie, Chirurgie und Urologie – runden unser Angebot ab.

Geprüfte Qualität

Bei all unseren Produkten legen wir größten Wert auf Qualität und Leistungsfähigkeit – daher werden sie umfassend geprüft. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und erfüllt somit die hohen Anforderungen an Medizinprodukte. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert: Wir sind nach dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert, lassen unsere Nachhaltigkeitsleistung regelmäßig von EcoVadis bewerten und haben unsere Selbstverpflichtung im Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) dokumentiert.




Deutscher
NACHHALTIGKEITS
Kodex
Berichtsjahr 2022



medi-inn[®] CLASSIC

Schutzkittel – Besondere Merkmale



Krankenhaus



Arztpraxis



Zahnarztpraxis



Labor



Alten- & Krankenpflege

medi-inn[®] CLASSIC PP-Besucherkittel

Der medi-inn[®] CLASSIC PP-Besucherkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Gummibündchen ist atmungsaktiv und wird als Einweg-Besucherkittel zur Hygieneprevention bei Besuchern und Pflegefachkräften oder auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.



Rückseitiges
Binden an Nacken
und Taille



Elastische
Gummibündchen
am Ärmelab-
schluss



- PP-Spinnvlies 16 g/m²
- Atmungsaktiv
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Elastische Gummibündchen am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Artikel- nummer	Produkt	Verfügbare Größe	Farbe	Material & Grammatur	Inhalt einer Versandereinheit (VE)
N10191-hb	medi-inn [®] CLASSIC PP-Besucherkittel	115 x 137 cm	Hellblau	PP-Spinnvlies 16 g/m ²	10 x 10 Stück
N10191-w	medi-inn [®] CLASSIC PP-Besucherkittel	115 x 137 cm	Weiß	PP-Spinnvlies 16 g/m ²	10 x 10 Stück
N10191-hg	medi-inn [®] CLASSIC PP-Besucherkittel	115 x 137 cm	Hellgrün	PP-Spinnvlies 16 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ** gemäß Verordnung (EU) 2017/745

medi-inn[®] CLASSIC PP-Besucherkittel

Der medi-inn[®] CLASSIC PP-Besucherkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Strickbündchen ist strapazierfähig und atmungsaktiv. Er wird als Einweg-Besucherkittel zur Hygieneprevention bei Besuchern und Pflegefachkräften oder auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.



- PP-Spinnvlies 24 g/m²
- Atmungsaktiv
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Strickbündchen am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Je 10 Stück in Folie verpackt




Artikelnummer	Produkt	Verfügbare Größe	Farbe	Material & Grammatur	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N11710-dg	medi-inn [®] CLASSIC PP-Besucherkittel	136 x 140 cm	Dunkelgrün	PP-Spinnvlies 24 g/m ²	10 x 10 Stück

medi-inn[®] CLASSIC Schutzkittel mit PE-Teil-Laminierung

Der Einwegkittel mit Strickbündchen ist als Schutzkittel zur Nutzung bei der Grundpflegeversorgung im Rahmen von MRSA-, MRGN- und ESB-L-, Noro- und Influenza-Infektionen einsetzbar, außerdem für Laborarbeiten und für die Lebensmittelindustrie geeignet.



- PP-Spinnvlies mit flüssigkeitsdichter PE-Teil-Laminierung an Ärmeln und Vorderseite
- Seitliche Befestigung der Taillen-Bindebänder
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Strickbündchen am Ärmelabschluss
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Atmungsaktiv und latexfrei
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Geprüft gemäß:
EN 14126:2003/AC:2004, ISO 16603, ISO 16604,
EN ISO 22610, ISO 22611, EN ISO 22612

Artikelnummer	Produkt	Verfügbare Größe	Farbe	Material & Grammatur	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N11333-y	medi-inn [®] CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Teil-Laminierung)	139 x 139 cm	Gelb	PP-Spinnvlies mit PE-Teil-Laminierung 31 g/m ²	10 x 10 Stück
N11333-y-XL	medi-inn [®] CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Teil-Laminierung)	140 x 160 cm	Gelb	PP-Spinnvlies mit PE-Teil-Laminierung 31 g/m ²	10 x 10 Stück
N18344-y	medi-inn [®] CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Teil-Laminierung)	136 x 136 cm	Gelb	PP-Spinnvlies mit PE-Teil-Laminierung 26 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ** gemäß Verordnung (EU) 2017/745

medi-inn[®] CLASSIC Schutzkittel mit PE-Voll-Laminierung

Der medi-inn[®] CLASSIC Schutzkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Polyethylen-Voll-Laminierung ist für Untersuchungen und Arbeiten im medizinischen Bereich sowie als Hygieneprevention für Pflegefachkräfte geeignet. Der Einwegkittel mit Strickbündchen ist als Schutzkittel zur Nutzung bei der Grundpflegeversorgung im Rahmen von MRSA-, MRGN- und ESBL-, Noro- und Influenza-Infektionen einsetzbar, außerdem für Laborarbeiten und für die Lebensmittelindustrie geeignet.



Rückseitiges
Binden an Nacken
und Taille



Strick-
bündchen am
Ärmelabschluss



- PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 32 g/m²
- Seitliche Befestigung der Taillen-Bindebänder
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Strickbündchen am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Geprüft gemäß:
EN 14126:2002 / AC:2004, ISO 16603, ISO 16604,
EN ISO 22610, ISO 22611, EN ISO 22612

Artikel- nummer	Produkt	Verfügbare Größe	Farbe	Material & Grammatur	Inhalt einer Versandereinheit (VE)
N11333-b	medi-inn [®] CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Voll-Laminierung)	139 x 139 cm	Blau	PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 32 g/m ²	10 x 10 Stück
N11333-b-XL	medi-inn [®] CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Voll-Laminierung)	140 x 160 cm	Blau	PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 32 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ** gemäß Verordnung (EU) 2017/745

medi-inn[®] CLASSIC Infektionsschutzkittel, PSA Kat. III

Der medi-inn[®] CLASSIC Infektionsschutzkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Polyethylen-Voll-Laminierung ist als Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien und Infektionserreger geeignet. Der strapazierfähige Infektionsschutzkittel mit elastischen Gummibündchen ist eine Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III und flüssigkeits- und partikelabweisend. Er schützt zuverlässig vor Viren, Bakterien und flüssigen Aerosolen.



Rückseitiges Binden an Nacken und Taille



Seitliche Bindung des Taillengürtels



Gummibündchen am Ärmelabschluss



Ansicht Außennähte



Ansicht Innennähte

Ultraschallverschweißte Innennähte

CE 0598  

- PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 42 g/m²
- Ultraschallverschweißte Innennähte
- Seitliche Befestigung des Tailen-Bindegürtels
- Verschlussband an Nacken und Bindegürtel an Taille
- Elastischer Gummibund am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III *
- Typ PB [6] gemäß EN 13034
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Geprüft gemäß:
EN ISO 13688, EN 13034, EN 14325, EN 14126,
EN ISO 6530, ISO 16603, ISO 16604, EN ISO 22610
ISO/DIS 22611, EN ISO 22612, EN ISO 12947-2, EN
863, EN ISO 13934-1, EN ISO 9073-4, EN ISO 13935-2

Artikelnummer	Produkt	Verfügbare Größe	Farbe	Material & Grammatur	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N19062	medi-inn [®] CLASSIC Infektionsschutzkittel, PSA Kat. III	139 x 139 cm	Orange	PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 42 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425



WWW.BODY-PRODUCTS.DE

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-mail: info@body-products.de