



medi-inn[®]
PRO

medi-inn PRO Urinbeutel


Geschlossenes Urin-Drainage-System



Produktvorteile

- ✓ Geschlossenes Urin-Drainage-System mit nadelfreier, planer Urinprobe-Entnahmestelle
- ✓ Universal-Stufenkonnektor
 - Sichert perfekten Halt des Katheters
- ✓ Nadelfreie Urinprobe-Entnahmestelle verhindert Stichverletzungen und ermöglicht einfache Reinigung durch plane Konstruktion
- ✓ Große Tropfkammer mit integriertem Anti-Rückflussventil und stetigem Druckausgleich durch den hydrophob beschichteten Mikrofilter mindert das Risiko von Harnwegsinfektionen
- ✓ Festes Doghouse gewährleistet sicheren Halt des Urin-Ablassventils
- ✓ Hygienische, komfortable Einhandbedienung durch Urinablass mit Kreuzventil
- ✓ Sichere Befestigung durch
 - Flexible, stabile Universal-Doppelhalterung
 - Zusätzliches Band mit Einhängeöse
- ✓ Knickstabiler, flexibler Schlauch mit Verschlussklemme und Bettuchklammer

Produktdetails



Flüssigkeitsdichter, hydrophob
beschichteter Mikrofilter



Tropfkammer mit integriertem
Anti-Rückflussventil und hydrophob
beschichtetem Mikrofilter



Konnektor mit nadelfreier
Urinprobe-Entnahmestelle verhindert
Stichverletzungen



Urin-Ablass mit Kreuzventil für eine
hygienische, komfortable Einhand-
bedienung

Bestellinformation

Artikel- nummer	Produkt	Schlauchlänge	Typ	Ablassventil	PZN	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N19008	medi-inn PRO Urinbeutel 2000 ml	120 cm	Nadelfrei	Kreuzventil, senkrecht	18830825	25 Stück

✓ Medizinprodukt der Klasse Is steril
gemäß Verordnung (EU) 2017/745

✓ Latexfrei

✓ Haltbarkeit: 5 Jahre

Praxisnah. Aktuell. Informiert.

Jetzt unseren Newsletter
abonnieren!



www.body-products.de/newsletter/



WWW.BODY-PRODUCTS.DE

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-Mail: info@body-products.de