



medi-inn<sup>®</sup>  
PRO

# medi-inn<sup>®</sup> PRO Urinbeutel


Geschlossenes Urin-Drainage-System



## Produktvorteile

- ✓ **Geschlossenes Urin-Drainage-System mit nadelfreier, planer Urinprobe-Entnahmestelle**
  - Verhindert Nadelstichverletzungen
  - Ist einfach zu reinigen
- ✓ **Universal-Stufenkonnektor**
  - Sichert perfekten Halt des Katheters
- ✓ **Große Tropfkammer mit integriertem Anti-Rückflussventil und stetigem Druckausgleich durch den BelüftungsfILTER**
  - Mindert das Risiko von Harnwegsinfektionen
- ✓ **Hydrophob beschichteter Mikrofilter am Urinbeutel und Tropfkammer**
  - Hygienischer Druckausgleich
  - Dicht gegen Flüssigkeiten und Bakterien
- ✓ **Festes Doghouse**
  - Gewährleistet nach dem Ablassen des Urins den sicheren Halt des Urin-Ablassventils
- ✓ **Hygienische, komfortable Einhandbedienung durch Urinablass mit Kreuzventil**
- ✓ **Sichere Befestigung durch**
  - Flexible, stabile Universal-Doppelhalterung
  - Zusätzliches Band mit Einhängeöse
- ✓ **Knickstabiler, flexibler Schlauch mit Verschlussklemme und Bettuchklammer**

## Produktdetails



Flüssigkeitsdichter, hydrophob beschichteter Mikrofilter



Tropfkammer mit integriertem Anti-Rückflussventil und hydrophob beschichtetem Mikrofilter



Konnektor mit nadelfreier Urinprobe-Entnahmestelle verhindert Stichverletzungen



Urin-Ablass mit Kreuzventil für eine hygienische, komfortable Einhandbedienung

## Bestellinformation

Artikelnummer	Produkt	Schlauchlänge	Typ	Abllassventil	PZN	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N19008	medi-inn <sup>®</sup> PRO Urinbeutel 2000 ml	120 cm	Nadelfrei	Kreuzventil, senkrecht	18830825	25 Stück

✓ Medizinprodukt der Klasse I, steril, gemäß Richtlinie 93/42/EWG

✓ Latexfrei

✓ Haltbarkeit: 5 Jahre



## Bleiben Sie auf dem Laufenden.

1. QR-Code scannen
2. Zur Newsletter-Anmeldung gelangen
3. Newsletter abonnieren

[www.body-products.de](http://www.body-products.de)



[WWW.BODY-PRODUCTS.DE](http://WWW.BODY-PRODUCTS.DE)

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS  
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3  
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0  
Telefax: +49 2234 91165-23  
E-Mail: [info@body-products.de](mailto:info@body-products.de)