

medi-inn[®]
PRO

Protection

medi-inn[®] PRO Nitril CLINIC PERFECT

Nitril Untersuchungshandschuhe

Für hervorragenden Schutz gegenüber
Viren, Bakterien, Chemikalien,
Zytostatika und Opioiden.

 **BODY
PRODUCTS**

Nitril CLINIC PERFECT Untersuchungshandschuhe. Zuverlässiger Schutz im Klinikalltag.

**Puderfrei, tastempfindlich und angenehm zu tragen.
Höchste Funktionalität im Einsatz.**

Unsere Untersuchungshandschuhe der Produktlinie **medi-inn[®] PRO Nitril CLINIC PERFECT** haben sich im Klinikalltag besonders bewährt. Die strapazierfähigen Untersuchungshandschuhe sind durch ihre spezielle Materialzusammensetzung für anspruchsvolle Tätigkeiten unter extremen Bedingungen geeignet. Neben einem angenehmen Tragekomfort und einem guten Tastempfinden steht der Schutz gegenüber Viren, Bakterien und Chemikalien sowie Zytostatika im Vordergrund.



Die Vorteile in der klinischen Anwendung

- Hohe Tastempfindlichkeit und starke Griffsensibilität
- Angenehmer Tragekomfort auch bei längeren Tätigkeiten
- Breitgefächertes Spektrum möglicher Anwendungsgebiete
- Ausgezeichneter Schutz gegenüber Viren, Bakterien, Chemikalien und Zytostatika
- Für Anwender mit einer Naturlatex-Unverträglichkeit geeignet



Die Vorteile in der Bevorratung

- Optimierte Verpackungsabmessungen sorgen für eine Gesamtkostenersparnis und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eine verbesserte Handschuhentnahmeöffnung ermöglicht eine leichte und schnelle Entnahme der Handschuhe.

medi-inn® PRO Nitril CLINIC PERFECT WHITE / BLUE

Unsere Nitril Untersuchungshandschuhe haben sich im klinischen Arbeitsalltag bewährt. Trotz einer geringen Wandstärke bieten **medi-inn® PRO CLINIC PERFECT WHITE / BLUE** aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung ausgezeichneten Schutz gegenüber Viren, Bakterien und Chemikalien sowie Zytostatika.



Produkteigenschaften	medi-inn® PRO Nitril CLINIC PERFECT WHITE	medi-inn® PRO Nitril CLINIC PERFECT BLUE
	Art.-Nr.: N12791-w	Art.-Nr.: N12791-b
	Erhältlich in der Farbe Weiß	Erhältlich in der Farbe Kobaltblau
	200 Stück pro Box 2.000 Stück pro Karton	
	Beidhändig tragbar, puderfrei (chloriert), fingertexturiert	
	Länge 240 mm	
	AQL 1,0	
	Konform mit der MP-Verordnung (EU) 2017/745 (MP Klasse I) Konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (PSA Kategorie III)	
Wandstärke (einwandig)		
Finger	0,07 mm	
Handfläche	0,06 mm	
Stulpe	0,05 mm	



Schutz gegenüber Chemikalien, Zytostatika sowie einem Opioid



18 Prüfchemikalien



15 Zytostatika / 1 Opioid

Detaillierte Informationen finden Sie in unseren technischen Datenblättern



medi-inn® PRO Nitril CLINIC PERFECT SEMI LONG / LONG

Unsere Nitril Untersuchungshandschuhe der Linie **medi-inn® PRO CLINIC PERFECT SEMI LONG / LONG** bieten aufgrund ihrer höheren Wandstärke verstärkte Barriereeigenschaften. Zudem gewähren sie mit verlängerten Stulpen einen zusätzlichen Schutz des Unterarms.



Produkteigenschaften	medi-inn® PRO Nitril CLINIC PERFECT SEMI LONG	medi-inn® PRO Nitril CLINIC PERFECT LONG
	Art.-Nr.: N13793	Art.-Nr.: N15091
	Erhältlich in der Farbe Weiß	Erhältlich in der Farbe Blauviolett
	150 Stück pro Box 1.500 Stück pro Karton	100 Stück pro Box 1.000 Stück pro Karton
	Beidhändig tragbar, puderfrei (chloriert), fingertexturiert	
	Länge 265 mm	Länge 290 mm
	AQL 1,0	
	Konform mit der MP-Verordnung (EU) 2017/745 (MP Klasse I) Konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (PSA Kategorie III)	
Wandstärke (einwandig)		
Finger	0,12 mm	0,12 mm
Handfläche	0,07 mm	0,08 mm
Stulpe	0,05 mm	0,06 mm



Schutz gegenüber Chemikalien & Zytostatika



16 Prüfchemikalien



12 Zytostatika

Detaillierte Informationen finden Sie in unseren technischen Datenblättern



NEU

medi-inn[®]
PRO

medi-inn[®] PRO Nitril CLINIC PERFECT RECOVERY

Unser Nitril Untersuchungshandschuh bildet mit seiner patentierten Innenbeschichtung aus kolloidalem Hafermehl eine natürliche, feuchtigkeitsspendende Barriere zwischen Handschuh und Haut. Dies kann als vorbeugende Maßnahme gegen gereizte, trockene und juckende Haut wirken. Insbesondere Anwender, die aufgrund von häufigem Händewaschen und der Verwendung von Untersuchungshandschuhen unter einer Überempfindlichkeit der Haut leiden, empfehlen wir unseren **medi-inn[®] PRO Nitril CLINIC PERFECT RECOVERY** für weiche und geschmeidige Hände.



Von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) anerkanntes Hautschutzmittel. Zertifizierter glutenfreier Handschuh, der auch für Personen mit Zöliakie oder Glutenempfindlichkeit geeignet ist.

Produkteigenschaften	medi-inn [®] PRO Nitril CLINIC PERFECT RECOVERY
	Art.-Nr.: N640528
	Erhältlich in der Farbe Graublau
	100 Stück pro Box / 1.000 Stück pro Karton
	Beidhändig tragbar, puderfrei (chloriert), fingertexturiert
	COATS [®] Innenbeschichtung
	Länge 240 mm
	AQL 1,0
	Konform mit der MP-Verordnung (EU) 2017/745 (MP Klasse I) Konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (PSA Kategorie III)
Wandstärke (einwandig)	
Finger	0,09 mm
Handfläche	0,07 mm
Stulpe	0,06 mm



Schutz gegenüber Chemikalien & Zytostatika



11 Prüfchemikalien



12 Zytostatika

Detaillierte Informationen finden Sie in unseren technischen Datenblättern



Unsere Produktlinie medi-inn[®] PRO Nitril CLINIC PERFECT



Artikelnummer	Produkt	Farbe	Länge	Inhalt einer Versandeinheit (VE)	Verfügbare Größen
N12791-w	medi-inn [®] PRO Nitril CLINIC PERFECT WHITE	Weiß	240 mm	10 x 200 Stück	XS - XL
N12791-b	medi-inn [®] PRO Nitril CLINIC PERFECT BLUE	Kobaltblau	240 mm	10 x 200 Stück	XS - XL
N13793	medi-inn [®] PRO Nitril CLINIC PERFECT SEMI LONG	Weiß	265 mm	10 x 150 Stück	S - XL
N15091	medi-inn [®] PRO Nitril CLINIC PERFECT LONG	Blauviolett	290 mm	10 x 100 Stück	XS - XL
N640528	medi-inn [®] PRO Nitril CLINIC PERFECT RECOVERY	Graublau	240 mm	10 x 100 Stück	XS - XL