

medi-inn[®]
CLASSIC



Schutzkittel

Professionell gekleidet.
Zuverlässig geschützt.

Professionell gekleidet. Zuverlässig geschützt.

Das Hygienebewusstsein im Bereich der Arbeitsschutzkleidung hat sich gerade in der jüngeren Vergangenheit nochmals nachhaltig verändert.

Unsere langjährige Erfahrung in der Produktion und Vermarktung von medizinischen Schutzkitteln, deren hochwertige Qualität wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausrichten, macht uns zu Ihrem zuverlässigen Partner für Arbeitskleidung in hygienesensiblen Bereichen. Unsere Schutzkittel bieten eine Vielfalt unterschiedlicher Schnitte und Größen für optimale Bewegungsfreiheit.

Als Experte für Einweg-Hygieneartikel und Schutzbekleidung für Klinik, Pflege und Arbeitsschutz bietet BODY PRODUCTS ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio an Besucher-, Schutz- sowie Infektionsschutzkitteln.



Krankenhaus



Arztpraxis



Zahnarztpraxis




Labor



Alten- & Krankenpflege

Besondere Merkmale:



medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel



Der medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Gummibündchen ist atmungsaktiv und wird als Einweg-Besucherkittel zur Hygieneprävention bei Besuchern und Pflegefachkräften oder auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

- PP-Spinnvlies 16 g/m²
- Atmungsaktiv
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Elastische Gummibündchen am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille



Elastische Gummibündchen am Ärmelabschluss

Artikelnummer	Produkt	Länge x Breite	Farbe	Material & Grammatik	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N10191-hb	medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel	115 cm x 137 cm	Hellblau	PP-Spinnvlies 16 g/m ²	10 x 10 Stück
N10191-w	medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel	115 cm x 137 cm	Weiß	PP-Spinnvlies 16 g/m ²	10 x 10 Stück
N10191-hg	medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel	115 cm x 137 cm	Hellgrün	PP-Spinnvlies 16 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ** gemäß Verordnung (EU) 2017/745

medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel



Der medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Strickbündchen ist strapazierfähig und atmungsaktiv. Er wird als Einweg-Besucherkittel zur Hygieneprävention bei Besuchern und Pflegefachkräften oder auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

- PP-Spinnvlies 24 g/m²
- Atmungsaktiv
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Strickbündchen am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Artikelnummer	Produkt	Länge x Breite	Farbe	Material & Grammatur	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N11710-dg	medi-inn® CLASSIC PP-Besucherkittel	140 cm x 136 cm	Dunkelgrün	PP-Spinnvlies 24 g/m ²	10 x 10 Stück

medi-inn® CLASSIC Schutzkittel mit PE-Teil-Laminierung

Der Einwegkittel mit Strickbündchen ist als Schutzkittel zur Nutzung bei der Grundpflegeversorgung im Rahmen von MRSA-, MRGN- und ESBL-, Noro- und Influenza-Infektionen einsetzbar, außerdem für Laborarbeiten und für die Lebensmittelindustrie geeignet.



Geprüft gemäß:
EN 14126:2003/AC:2004
ISO 16603, ISO 16604,
EN ISO 22610, ISO 22611,
EN ISO 22612

- PP-Spinnvlies mit flüssigkeitsdichter PE-Teil-Laminierung an Ärmeln und Vorderseite
- Seitliche Befestigung der Tailen-Bindebänder
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Strickbündchen am Ärmelabschluss
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Atmungsaktiv und latexfrei
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Artikelnummer	Produkt	Länge x Breite	Farbe	Material & Grammatur	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N11333-y	medi-inn® CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Teil-Laminierung)	139 cm x 139 cm	Gelb	PP-Spinnvlies mit PE-Teil-Laminierung 31 g/m ²	10 x 10 Stück
N11333-y-XL	medi-inn® CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Teil-Laminierung)	140 cm x 160 cm	Gelb	PP-Spinnvlies mit PE-Teil-Laminierung 31 g/m ²	10 x 10 Stück
N18344-y	medi-inn® CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Teil-Laminierung)	136 cm x 136 cm	Gelb	PP-Spinnvlies mit PE-Teil-Laminierung 26 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ** gemäß Verordnung (EU) 2017/745

medi-inn® CLASSIC Schutzkittel mit PE-Voll-Laminierung

Der medi-inn® CLASSIC Schutzkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Polyethylen-Voll-Laminierung ist für Untersuchungen und Arbeiten im medizinischen Bereich sowie als Hygieneprävention für Pflegefachkräfte geeignet. Der Einwegkittel mit Strickbündchen ist als Schutzkittel zur Nutzung bei der Grundpflegeversorgung im Rahmen von MRSA-, MRGN- und ESBL-, Noro- und Influenza-Infektionen einsetzbar, außerdem für Laborarbeiten und für die Lebensmittelindustrie geeignet.



Geprüft gemäß:
EN 14126:3002 / AC:2004
ISO 16603, ISO 16604,
EN ISO 22610, ISO 22611,
EN ISO 22612

- PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 32 g/m²
- Seitliche Befestigung der Taillen-Bindebänder
- Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille
- Strickbündchen am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I *
- Medizinprodukt der Klasse I **
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Zum rückseitigen Binden an Nacken und Taille



Strickbündchen am Ärmelabschluss

Artikelnummer	Produkt	Länge x Breite	Farbe	Material & Grammatik	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N11333-b	medi-inn® CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Voll-Laminierung)	139 cm x 139 cm	Blau	PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 32 g/m ²	10 x 10 Stück
N11333-b-XL	medi-inn® CLASSIC Schutzkittel (mit PE-Voll-Laminierung)	140 cm x 160 cm	Blau	PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 32 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ** gemäß Verordnung (EU) 2017/745

medi-inn® CLASSIC Infektionsschutzkittel, PSA Kat. III

Der medi-inn® CLASSIC Infektionsschutzkittel aus hautsympathischem Polypropylen-Vliesstoff mit Polyethylen-Voll-Laminierung ist als Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien und Infektionserreger geeignet. Der strapazierfähige Infektionsschutzkittel mit elastischen Gummibündchen ist eine Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III und flüssigkeits- und partikelabweisend. Er schützt zuverlässig vor Viren, Bakterien und flüssigen Aerosolen.

CE 0598  

Geprüft gemäß:
EN ISO 13688, EN 13034,
EN 14325, EN 14126,
EN ISO 6530, ISO 16603,
ISO 16604, EN ISO 22610
ISO/DIS 22611, EN ISO 22612,
EN ISO 12947-2, EN 863,
EN ISO 13934-1, EN ISO 9073-4
EN ISO 13935-2

- PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 42 g/m²
- Ultraschallverschweißte Innennähte
- Seitliche Befestigung des Tailen-Bindegürtels
- Verschlussband an Nacken und Bindegürtel an Taille
- Elastischer Gummibund am Ärmelabschluss
- Latexfrei
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III *
- Typ PB [6] gemäß EN 13034
- Je 10 Stück in Folie verpackt



Rückseitiges Binden an Nacken und Taille



Gummibündchen am Ärmelabschluss



Seitliche Bindung des Taillengürtels



Ansicht Außennähte



Ultraschallverschweißte Innennähte



Ansicht Innennähte

Artikelnummer	Produkt	Länge x Breite	Farbe	Material & Grammatik	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N19062	medi-inn® CLASSIC Infektionsschutzkittel, PSA Kat. III	139 cm x 139 cm	Orange	PP-Spinnvlies mit PE-Voll-Laminierung 42 g/m ²	10 x 10 Stück

* gemäß Verordnung (EU) 2016/425



WWW.BODY-PRODUCTS.DE

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-Mail: info@body-products.de