



Gesichts- und Atemschutzmasken

Für mehr Schutz & Hygiene am Arbeitsplatz

Gesichts- und Atemschutzmasken – Schutz & Hygiene am Arbeitsplatz

Ein effektiver Schutz vor Infektionen und Schadstoffen ist in vielen Arbeitsbereichen unerlässlich – insbesondere im medizinischen und pflegerischen Umfeld. Hochwertige Gesichts- und Atemschutzmasken tragen dazu bei, Personal und Patienten zuverlässig zu schützen und die Einhaltung hygienischer Standards zu gewährleisten.

medi-inn® CLASSIC – Qualität, die überzeugt

Mit medi-inn® CLASSIC bietet BODY PRODUCTS eine Marke, die für geprüfte Qualität, hohen Tragekomfort und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Die vielfältigen Medizinprodukte sind sowohl für den professionellen Einsatz durch medizinische Fachkräfte als auch für den Schutz von Patienten und Angehörigen konzipiert. Ob medizinische Gesichtsmasken oder leistungsstarke Atemschutzmasken: medi-inn® CLASSIC verbindet Sicherheit mit Komfort und bietet zuverlässige Lösungen für mehr Schutz und Hygiene im Arbeitsalltag.

Nachhaltiger Schutz mit medi-inn® GREEN


Neben klassischen Masken bietet BODY PRODUCTS unter der Marke medi-inn® GREEN auch eine nachhaltigere Alternative an. Diese biologisch abbaubare medizinische Gesichtsmaske ist ein weiterer Schritt in Richtung umweltbewussterer Schutzlösungen. So vereinen wir hohe Sicherheitsstandards mit verantwortungsvollem Ressourceneinsatz und bieten für unterschiedliche Anforderungen die passende Lösung.

medi-inn® CLASSIC Mundschutz Typ II



Medizinische Gesichtsmasken aus weichem und hautfreundlichem Vliesstoff, 3-lagig, mit integriertem Nasenbügel

- Typ II gemäß EN 14683:2019+AC:2019
- Bakterielle Filterleistung $\geq 98\%$
- Atemwiderstand weniger als 40 Pa / cm²
- in 4 Farben verfügbar
- Ohrschlaufen
- Flexibler Nasenbügel
- Glasfaserfrei
- Latexfrei
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745



Artikelnummer	Material	Farbe	Lagen	Länge x Breite	Inhalt einer Box	Stück pro Karton	Kartons pro Palette	PZN
703056-b-1000	Polypropylen-Vliesstoff	Blau	3 Lagen	95 x 175 mm	50 Stück	1000 Stück	24	07636066
703056-g-1000	Polypropylen-Vliesstoff	Grün	3 Lagen	95 x 175 mm	50 Stück	1000 Stück	24	07637373
703056-w	Polypropylen-Vliesstoff	Weiß	3 Lagen	95 x 175 mm	50 Stück	500 Stück	48	07637427
703056-s	Polypropylen-Vliesstoff	Schwarz	3 Lagen	95 x 175 mm	50 Stück	500 Stück	40	17903485

medi-inn® CLASSIC Mundschutz Typ IIR



Medizinische Gesichtsmasken aus weichem und hautfreundlichem Vliesstoff, 3-lagig, mit integriertem Nasenbügel

- Mit 4 Bändern zum Binden oder Ohrschlaufen
- Bakterielle Filterleistung $\geq 98\%$
- Atemwiderstand weniger als $60 \text{ Pa} / \text{cm}^2$
- Widerstand gegen Penetration von Flüssigkeitsspritzern $\geq 16 \text{ kPA}$
- Typ IIR gemäß EN 14683:2019+AC:2019
- Flexibler Nasenbügel
- Glasfaserfrei
- Latexfrei
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745



Artikelnummer	Material	Farbe	Ausführung	Lagen	Länge x Breite	Inhalt einer Box	Stück pro Karton	Kartons pro Palette	PZN
N12359-g	Polypropylen-Vliesstoff	Grün	Ohrschlaufen	3 Lagen	95 x 175 mm	50 Stück	500 Stück	40	17903456
N18240-g	Polypropylen-Vliesstoff	Grün	Zum Binden	3 Lagen	95 x 175 mm	50 Stück	500 Stück	32	17903491

medi-inn® GREEN Mundschutz Typ IIR



Biologisch abbaubare medizinische Gesichtsmaske aus Polylactid (PLA)-Vliesstoff, 3-lagig, mit integriertem Nasenbügel

- Ohrschlaufen, Elastikbänder mit Baumwolle ummantelt
- Der Mundschutz wurde gemäß GB/T 19277.1-2011 getestet und erreichte in 130 Tagen eine biologische Abbaubarkeit von bis zu 90 %
- Widerstand gegen Penetration von Flüssigkeitsspritzern ≥ 16 kPa
- Typ IIR gemäß EN 14683:2019+AC:2019
- Flexibler Nasenbügel
- Glasfaserfrei
- Latexfrei
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745



Artikelnummer	Material	Farbe	Lagen	Länge x Breite	Inhalt einer Box	Stück pro Karton	Kartons pro Palette	PZN
N640539	Polylactid (PLA)-Vliesstoff	Weiß	3 Lagen	95 x 175 mm	50 Stück	500 Stück	35	19626191

medi-inn® CLASSIC Atemschutzmaske FFP2 NR / Typ IIR



FFP2-Maske mit elastischen Kopfbändern, 4-lagig

- Gesamte nach innen gerichtete Leckage $\leq 8 \%$
- Maximaler Durchlass des Filtermediums $\leq 6 \%$
- Typ IIR: EN 14683:2019+AC:2019
- FFP2 NR: EN 149:2001+A1:2009
- Atemwiderstand Einatmung 30 l/min $\leq 0,7$ mbar
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min $\leq 2,4$ mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min $\leq 3,0$ mbar
- Flexibler Nasenbügel
- Elastische Kopfbänder
- Latexfrei
- Einzeln verpackt
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß
Verordnung (EU) 2017/745
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III
gemäß Verordnung (EU) 2016/425



CE 2834



Artikelnummer	Material	Farbe	Lagen	Länge x Breite	Inhalt einer Box	Stück pro Karton	Kartons pro Palette	PZN
N640574	Polypropylen-Vliesstoff	weiß	4 Lagen	160 x 107 mm	50 Stück	500 Stück	14	19206773

medi-inn® CLASSIC Atemschutzmaske FFP2 NR



FFP2-Maske mit elastischen Ohrschlaufen, 4-lagig

- Maximaler Durchlass des Filtermediums $\leq 6\%$
- FFP2 NR: EN 149:2001+A1:2009
- Atemwiderstand Einatmung 30 l/min $\leq 0,7$ mbar
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min $\leq 2,4$ mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min $\leq 3,0$ mbar
- Flexibler Nasenbügel
- Elastische Ohrschlaufen
- Latexfrei
- Einzeln verpackt
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425



CE 0598



Artikelnummer	Material	Farbe	Lagen	Länge x Breite	Inhalt eines Beutels	Stück pro Karton	Kartons pro Palette	PZN
N18778	Polypropylen-Vliesstoff	weiß	4 Lagen	155 x 109 mm	5 Stück	500 Stück	18	19191787

Über BODY PRODUCTS

BODY PRODUCTS bietet ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio mit 2.000 Medizinprodukten und Produkten aus dem Bereich Schutz, Hygiene, Diagnostik und Pflege. Dazu gehören hochwertige Produkte für Diagnostik und Stationsbedarf, Einweg-Hygieneartikel und persönliche Schutzausrüstung. Sterile medizinische Einweginstrumente sowie innovative Lösungen für hochspezialisierte medizinische Anwendungen wie Endoskopie, Chirurgie und Urologie runden unser Portfolio ab.

Geprüfte Qualität

BODY PRODUCTS ist sich der eigenen Verantwortung als Anbieter von Medizinprodukten, persönlicher Schutzausrüstung und Hygieneprodukten bewusst. Alle unsere Produkte werden auf ihre Qualität und Leistung hin gründlich geprüft. Entsprechend ist unser Qualitätsmanagementsystem nach der Norm DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Mit der Zertifizierung nach dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zeigen wir als Unternehmen, dass wir einen hohen Wert auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen legen.



Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-Mail: info@body-products.de

WWW.BODY-PRODUCTS.DE