

medi-inn[®]
CLASSIC

medi-inn[®] CLASSIC Inkontinenzversorgung

Zuverlässige Lösungen für Alltag und Pflege



Zuverlässige Inkontinenzversorgung für jede Situation

Inkontinenzprodukte müssen höchsten Ansprüchen genügen – sie sollen Sicherheit bieten, angenehm zu tragen sein und den Alltag erleichtern. Unser sorgfältig zusammengestelltes Sortiment umfasst hochwertige Einlagen, Vorlagen, Slips und Fixierhosen, die sich sowohl für die häusliche als auch für die professionelle Pflege eignen. Mit unserer Produktauswahl bieten wir praktische Lösungen, die diskreten Schutz und hohen Tragekomfort kombinieren.

medi-inn® CLASSIC – Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Unsere Inkontinenzprodukte der Marke medi-inn® CLASSIC überzeugen durch geprüfte Qualität und eine durchdachte Funktionalität. Sie unterstützen Pflegekräfte und Angehörige gleichermaßen, indem sie eine einfache Handhabung und einen hohen Hygienestandard ermöglichen. Mit unserem Sortiment tragen wir dazu bei, dass Menschen mit Inkontinenz ihre Lebensqualität bewahren und sich im Alltag sicher fühlen können.

Über BODY PRODUCTS

BODY PRODUCTS bietet ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio mit 2.000 Medizinprodukten und Produkten aus dem Bereich Schutz, Hygiene, Diagnostik und Pflege. Dazu gehören hochwertige Produkte für Diagnostik und Stationsbedarf, Einweg-Hygieneartikel und persönliche Schutzausrüstung. Sterile medizinische Einweginstrumente sowie innovative Lösungen für hochspezialisierte medizinische Anwendungen wie Endoskopie, Chirurgie und Urologie runden unser Portfolio ab.

Geprüfte Qualität

Alle unsere Produkte werden auf ihre Qualität und Leistung geprüft. Entsprechend ist unser Qualitätsmanagementsystem nach der Norm DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Besonders wichtig ist uns der Nachhaltigkeitsgedanke: Neben unserem nach ISO 14001 zertifizierten Umweltmanagement, haben wir unsere Nachhaltigkeitsleistung von EcoVadis bewerten lassen und unsere Erklärung im Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) abgegeben.



medi-inn® CLASSIC Einlagen

Die medi-inn® CLASSIC Inkontinenz-Einlagen gewährleisten eine gute Saugfähigkeit und bieten so zuverlässigen Schutz bei Inkontinenz zu jeder Tageszeit. Dank ihrer Unisex-Passform sind sie für Frauen und Männer mit leichter bis mittlerer Inkontinenz gleichermaßen geeignet. Die Einlagen sind atmungsaktiv und geruchsbindend, um höchsten Tragekomfort zu garantieren. Ein praktischer Klebestreifen auf der Unterseite sorgt für sicheren Halt in der Unterwäsche. Die Verpackung ist mit einer Perforation versehen, die eine einfache und hygienische Entnahme der Einlagen ermöglicht.



- Geformte Einweg-Einlage
- Unisex-Passform
- Geruchsbindend und atmungsaktiv
- Latexfrei
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745
- Farbcodierung auf der Verpackung zur einfachen Unterscheidung des Saugvolumens




Artikelnummer	Produkt	Saugvolumen*	Multipack	Inhalt einer Versandeinheit (VE)	PZN
N18552	medi-inn® CLASSIC Einlage NORMAL	342 ml	28 Stück	168 Stück	18370364
N18553	medi-inn® CLASSIC Einlage PLUS	485 ml	28 Stück	168 Stück	18370370
N18555	medi-inn® CLASSIC Einlage MAXI	926 ml	28 Stück	168 Stück	18370401

* Saugvolumen getestet nach ISO 11948-1

medi-inn[®] CLASSIC Vorlagen

Die medi-inn[®] CLASSIC Inkontinenz-Vorlagen bieten zuverlässigen Schutz bei Inkontinenz und sorgen für ein trockenes und angenehmes Hautgefühl. Dank ihrer atmungsaktiven Materialien und der geruchsbindenden Eigenschaften gewährleisten sie höchsten Komfort und Diskretion – für Frauen und Männer mit mittlerer bis schwerer Inkontinenz. Der integrierte Nässeindikator erleichtert die Handhabung, indem er anzeigt, wann ein Wechsel erforderlich ist. Für optimalen Halt und eine perfekte Passform empfehlen wir die Kombination mit unseren waschbaren Fixierhosen. So bleibt die Vorlage sicher an ihrem Platz und bietet zuverlässigen Schutz – Tag und Nacht.



- Geformte Einweg-Vorlagen
- Mit Nässeindikator
- Unisex-Passform
- Geruchsbindend und atmungsaktiv
- Latexfrei
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745
- Zur sicheren Fixierung empfehlen wir die Kombination mit unseren waschbaren Fixierhosen
- Farbcodierung auf der Verpackung zur einfachen Unterscheidung des Saugvolumens




Artikelnummer	Produkt	Saugvolumen*	Multipack	Inhalt einer Versandeinheit (VE)	PZN
N18568	medi-inn [®] CLASSIC Vorlagen NORMAL	1500 ml	30 Stück	120 Stück (4 x 30 St)	18370766
N18569	medi-inn [®] CLASSIC Vorlagen PLUS	1800 ml	30 Stück	120 Stück (4 x 30 St)	18370772
N18570	medi-inn [®] CLASSIC Vorlagen EXTRA	2300 ml	30 Stück	90 Stück (3 x 30 St.)	18370789

* Saugvolumen getestet nach ISO 11948-1

medi-inn® CLASSIC Slips

Die medi-inn® CLASSIC Inkontinenz-Slips bieten zuverlässigen Schutz bei Inkontinenz – sowohl am Tag als auch in der Nacht. Dank ihrer Unisex-Passform sind sie für Frauen und Männer mit schwerer bis schwerster Inkontinenz geeignet. Die Slips sind atmungsaktiv und geruchsbindend, um ein angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten. Ein integrierter Nässeindikator zeigt an, wann ein Wechsel erforderlich ist, und erleichtert so die Pflege. Für eine optimale Fixierung sorgen die verstellbaren, wiederverschließbaren Laschen an den Seiten, die einen sicheren Sitz und eine individuelle Anpassung ermöglichen.



- Geformte Einweg-Slips
- Mit Nässeindikator
- Unisex-Passform
- Geruchsbindend und atmungsaktiv
- Latexfrei
- Fixierung: Verstellbare, wiederverschließbare Laschen an den Seiten
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745
- Farbcodierung auf der Verpackung zur einfachen Unterscheidung des Saugvolumens



Artikelnummer	Produkt	Saugvolumen*	Multipack	Inhalt einer Versandeinheit (VE)	PZN
N18557	medi-inn® CLASSIC Slips NORMAL M	1900 ml	30 Stück	120 Stück (4 x 30 St)	18370499
N18558	medi-inn® CLASSIC Slips NORMAL L	2450 ml	30 Stück	120 Stück (4 x 30 St)	18370507
N18561	medi-inn® CLASSIC Slips PLUS M	2450 ml	30 Stück	90 Stück (3 x 30 St.)	18370571
N18562	medi-inn® CLASSIC Slips PLUS L	3150 ml	15 Stück	60 Stück (4x 15 St.)	18370588
N18563	medi-inn® CLASSIC Slips PLUS XL	3400 ml	15 Stück	60 Stück (4x 15 St.)	18370594
N18564	medi-inn® CLASSIC Slips SUPER S	2100 ml	30 Stück	120 Stück (4 x 30 St)	18370631
N18565	medi-inn® CLASSIC Slips SUPER M	2800 ml	15 Stück	60 Stück (4x 15 St.)	18370648
N18566	medi-inn® CLASSIC Slips SUPER L	3900 ml	15 Stück	60 Stück (4x 15 St.)	18370654

* Saugvolumen getestet nach ISO 11948-1

medi-inn® CLASSIC Fix Soft Fixierhosen

Unsere wiederverwendbare, elastische medi-inn® CLASSIC Fix Soft Fixierhose wurde speziell für die sichere und hygienische Fixierung von absorbierenden Inkontinenzprodukten entwickelt. Sie sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert ein Verrutschen der Einlage – für maximalen Schutz und Tragekomfort. Die latexfreie Unisex-Passform passt sich angenehm an den Körper an und bietet eine diskrete, zuverlässige Lösung für den Alltag. Dank der praktischen Farbcodierung auf der Innenseite lassen sich die verschiedenen Größen leicht unterscheiden, um eine optimale Passform für jede Person zu gewährleisten.







Sichere
Fixierung für
optimalen
Schutz



- Wiederverwendbare elastische Fixierhose
- Bei 60 °C im Wäschebeutel waschbar
- Unisex-Passform
- Latexfrei
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745
- Farbcodierung auf der Innenseite zur einfachen Größenunterscheidung



Artikelnummer	Produkt	Größe	Hüftumfang	Multipack	Inhalt einer Versandeinheit (VE)	PZN
N18579	medi-inn® CLASSIC Fix Soft	M 	70-110 cm	25 Stück	100 Stück	18371033
N18580	medi-inn® CLASSIC Fix Soft	L 	75-120 cm	25 Stück	100 Stück	18371056
N18581	medi-inn® CLASSIC Fix Soft	XL 	80-130 cm	25 Stück	100 Stück	18371085
N18582	medi-inn® CLASSIC Fix Soft	XXL 	85-140 cm	25 Stück	100 Stück	18371091



WWW.BODY-PRODUCTS.DE

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-mail: info@body-products.de